

ДИНАМИЧЕСКАЯ НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ СТОПА BIOSTEP LP

Одна стопа, множество возможностей,
бесконечное наслаждение ходьбой!



Влагозащищенная
стопа



Минимальная высота конструкции, максимальная свобода движения

Идеальное решение для пользователей с высоким уровнем двигательной активности, имеющими длинную культю. Стопа обеспечивает надежный контакт с опорной поверхностью и быстрые адаптацию и реакцию на изменение типа опорной поверхности.

Рекомендуется для пользователей имеющими высокий или средний уровень двигательной активности и длинную культю, а также пользователям, которым нужна универсальная динамическая стопа.

Быстрая реакция на изменение типа опорной поверхности, минимальная высота конструкции.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Расщепленная
пружина
мыска стопы



Диапазон
движения
20°



Повышенная
амортизация
вертикальных
нагрузок

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Физиологическая энергосберегающая походка
- ♦ Плавный перекал во время всего цикла ходьбы
- ♦ Прекрасная динамическая реакция на изменение типа опорной поверхности для пользователей с высоким уровнем двигательной активности
- ♦ Возможность заниматься различными видами деятельности без использования вспомогательных средств
- ♦ Прекрасная адаптация к опорной поверхности и повышенная устойчивость на неровном ландшафте.
- ♦ Улучшение здоровья опорно-двигательного аппарата благодаря более сбалансированной осанке и симметричности походки
- ♦ Минимальное техническое обслуживание и высокая надежность
- ♦ Небольшой вес
- ♦ Низкопрофильная конструкция

Техническая спецификация

Уровень двигательной активности:



K2 ⓘ



K3



K4


Размерный ряд: 22-30

Высота конструкции: 68 мм

Высота подъема каблука: 10 мм

Вес изделия: 600 г*

* вес указан для стопы размера 26
с установленной косметической калоши



Уровень двигательной активности и Максимальный вес пользователя

Размер	K2 ⓘ	K3	K4
22-24	100кг	88кг	77кг
25-30	165кг	147кг	130кг

Юстировка

Осевая линия протезной гильзы должна проходить на 15-50 мм спереди осевой линии адаптера-пирамидки стопы BIOSTEP LP.

Пример заказа динамической стопы BIOSTEP PRO

Модель	Размер	Сторона	Категория жесткости
BSLP	25	L - левая R - правая	42

для косметической калоши темного цвета
к шифру изделия добавляется литера «D»

ⓘ Подходит для наиболее активных пользователей
с уровнем двигательной активности K2



Косметическая калоша
и скользящий носок
входят в комплект
поставки

ВНИМАНИЕ: Для корректного подбора
стопы настоятельно рекомендуется
использовать специализированный
селектор от производителя!
<https://biostep.easyliner.eu/>